

# FIT使用教學

(糞便免疫化學測試)

取樣本前須知：  
無需準備，也無需飲食限制。

FIT包裝內含有：



1

Patient Name: \_\_\_\_\_  
Date of Birth: \_\_\_\_\_  
Date of Collection: \_\_\_\_\_

❗ **注意事項!**  
在採便管外標籤上寫下姓名、出生日、和採便日期。

2

在坐式馬桶鋪上採檢紙。  
採檢紙固定後,把馬桶座圈放下。

3

請在採便紙上解便。

4

將採便棒蓋拔開。

5

將用採便棒在糞便條上重複輕戳**6(六)**個不同位直。

6

將採便棒插回罐內並用力蓋上。

7

Return Address Required  
From: \_\_\_\_\_  
John Doe  
123 Main Street  
Anytown, USA 12345  
Contents: Diagnostic Specimens  
Return To: \_\_\_\_\_  
Your Laboratory  
123 Main Street  
Anytown, USA 12345

將採便罐樣本放入袋子內。  
然後將袋子放入回郵袋並密封。

8

採檢完請儘速由郵寄送回或親自送到醫療院所。

**結果可能無效若發生以下情況:**

- 收集糞便太多
- 樣本凍結或過熱
- 糞便接觸到馬桶中的水或尿液
- 樣本在8天後送回

**若需要協助說明,請聯繫:**

- 您的醫生辦公室  
或者
- Hemosure 技術支援:  
1-888-HEMOSURE (436-6787)  
電子郵件: techsupport@hemosure.com